

リサイクル分取HPLCシリーズ、JAIGEL-Hシリーズ




マニュアル専用 リサイクル分取HPLC  
LC-9210NEXT

## JAIGEL-Hシリーズのリサイクル分離 について

### Point

ポリスチレンゲルを充填した有機溶媒系SECカラムであるJAIGEL-Hシリーズを使用して、ポリスチレンオリゴマーのリサイクル分離によるそれぞれの成分の分離能についてご紹介する。

### ◆ JAIGEL-1H+2H(直列)によるポリスチレンオリゴマーのリサイクルクロマトグラム



JAIGEL-1H+2Hを使用して、ポリスチレンオリゴマー領域をリサイクル分離することでそれぞれの成分の良好な分離が得られました。