

2026 年 3 月 吉日

お客様各位

日本分析工業株式会社
営業部

キューリーポイントインジェクター JCI-22/22S
修理・サポート終了のお知らせ

平素より弊社製品「キューリーポイントインジェクター JCI-22/22S」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

当該製品につきましては、発売以来、長年にわたり修理・サポートを継続してまいりましたが、補修部品の確保が困難となりましたため、誠に勝手ながら修理・サポートを終了させていただくこととなりました。お客様にはご不便をおかけいたしますが、何卒事情をご賢察のうえ、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


【対象製品】

キューリーポイントインジェクター
型式：JCI-22/22S

【修理・サポート終了日】

2027 年 3 月 31 日

対象製造番号 (Ser. No) : 全機種



※故障箇所や交換部品の状況によっては、修理・サポート終了日以前であっても対応できない場合がございます。あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。

弊社では、後継モデルとして「キューリーポイントインジェクター JCI-77」をご用意しております。JCI-77 は、試料室の予加熱温度を 250℃に改良（従来機は 150℃）し、定量性・再現性の向上を図っております。また、パイロヒール・試料管・ニードルは従来機と共通仕様のため、現在ご使用の消耗品をそのまま継続してご使用いただけます。

この機会に、ぜひ後継モデルへの更新をご検討くださいますようお願い申し上げます。

製品の詳細はこちら

<https://www.jai.co.jp/products/Curiepointinjector/index.html>

【お問い合わせ先】

日本分析工業株式会社 本社営業部 TEL : 042-557-2331
大阪営業所 TEL : 06-6393-8511
名古屋営業所 TEL : 052-446-6696